
















Sistemas MRC		Função exercida	Nome do produto	Utilização	Aplicação	Característica Principal	Extras	
Odontologia Fonoaudiologia	INFANT Trainer	Prevenção		Correção precoce do hábito funcional e exercício mandibular. Para crianças de 2 a 5 anos.	Auxilia o desenvolvimento dos dentes e maxilares.	Colchões de Ar que incentivam a criança a mastigar corretamente, como um exercício para desenvolver os músculos da face e os maxilares. Auxilia no futuro desenvolvimento dental.	<ul style="list-style-type: none"> Efeito Miofuncional para correção de hábitos; Suporte Lingual treina a posição correta da língua; Anteparo Lingual impede a interposição da língua; Bumpers Labiais controlam a atividade mentoniana. Incentiva a respiração nasal; Posiciona a mandíbula em Classe I; Material macio = maior colaboração do paciente. 	
Odontologia	Sistema TRAINER	Correção de hábitos, Alinhamento dentário e Desenvolvimento do arco		Dentição mista. Antes do tratamento ortodôntico.	Melhora o desenvolvimento dental e facial.	Sistema de Guia Dentário (canais dentários e arco labial), Efeito Miofuncional e desenvolvimento mandibular.	<ul style="list-style-type: none"> Efeito Miofuncional para correção de hábitos; Suporte Lingual treina a posição correta da língua; Anteparo Lingual impede a interposição da língua*; Bumpers Labiais controlam a atividade mentoniana*. Incentiva a respiração nasal*; Posiciona a mandíbula em Classe I*; Material macio = maior colaboração do paciente; Trata os sintomas da Disfunção da ATM pela decompressão da articulação*; Alinhamento dentário e mandibular*; Tamanho universal; Pré-moldado; Removível; Aumenta a estabilidade dos resultados; Reduz a necessidade de extrações; Promove melhorias faciais; Reduz o tempo de tratamento com braquetes. <p>* O aparelho LINGUA não possui estas características por ser usado somente na arcada superior.</p>	
				Tratamento interceptivo da Classe II durante a dentição mista.	Auxilia o desenvolvimento da mandíbula e controla a atividade mentoniana.	Extremidade Inferior e Bumpers Labiais estendidos para corrigir a hiperatividade mentoniana. Armação Interna semelhante a do aparelho de Fränkel para desenvolvimento da mandíbula. Disponível em duas versões: normal ou sem a armação interna (i-2n) para mais flexibilidade e conforto. 3 tamanhos: pequeno, médio e grande.		
				Tratamento interceptivo da Classe III durante a dentição mista.	Auxilia o desenvolvimento da maxila, reposiciona a mandíbula e treina a posição correta da língua.	Armação Interna semelhante a do aparelho de Fränkel para estimular o desenvolvimento maxilar, Laterais Elevadas que dificultam a protrusão mandibular e Elevador de Postura lingual que atua em conjunto com o suporte lingual. 3 tamanhos: pequeno, médio e grande.		
				Durante o tratamento ortodôntico.	Treina o posicionamento da língua durante o dia e a noite.	Anteparo Bucal para proteção do tecido mole e Suporte Lingual que treina a posição da língua.		
					Aumenta o conforto e a estabilidade durante o tratamento ortodôntico.	Sistema para proteção de Braquetes (canais para braquetes). Protege o tecido mole do contato com os braquetes.		
					Corrige a Classe II em conjunto com o tratamento ortodôntico fixo.	Canal Superior Estendido , mais alto para excelente retenção em casos de Classe II.		
				Dentição permanente.	Alinha os dentes na dentição permanente.	Sistema de Guia Dentário com laterais mais altas e distal mais comprida para acomodar os dentes permanentes.		
Odontologia	Sistema MYOBACE	Alinhamento Dentário sem Braquetes		Sistema Ortodôntico Miofuncional (3 modelos que podem ser utilizados separadamente ou integrados em um plano de tratamento). Para pacientes a partir de 8 anos.	Maior adaptabilidade para iniciar casos e conseguir melhor desenvolvimento do arco.	Tamanho único sem encaixes dentários para maior <u>adaptabilidade</u> . Com DynamiCore para desenvolvimento ativo do arco. Duas flexibilidades diferentes.	<ul style="list-style-type: none"> Efeito Miofuncional: Suporte Lingual, Anteparo Lingual e Bumpers Labiais; Material externo macio = maior colaboração do paciente; Material interno rígido para atividade ortodôntica; Correção de Classe II. 	
					Excelente alinhamento dentário e desenvolvimento do arco na dentição mista tardia e dentição permanente precoce.	7 tamanhos com encaixes dentários e com DynamiCore para <u>ótimos resultados</u> .		<ul style="list-style-type: none"> Efeito Miofuncional: Suporte Lingual, Anteparo Lingual e Bumpers Labiais; Material externo macio = maior colaboração do paciente; Material interno rígido para atividade ortodôntica; Correção de Classe II.
					Máxima flexibilidade, melhor para casos mais severos. Oferece conforto para o paciente e bom alinhamento dentário.	7 tamanhos com encaixes dentários e sem DynamiCore para maior <u>flexibilidade</u> .		<ul style="list-style-type: none"> Efeito Miofuncional: Suporte Lingual, Anteparo Lingual e Bumpers Labiais; Material macio = maior colaboração do paciente; Melhor adaptabilidade para abranger mais casos; Menor atividade ortodôntica; Correção de Classe II; Maior colaboração no uso noturno.
Medicina Odontologia Outros	Sistema TMJ	Diagnóstico e Tratamento Imediatos e Efetivos da Disfunção da ATM		Tratamento durante parte do dia e à noite.	Alívio imediato dos sintomas de dores da ATM.	Macio e pré-moldado para melhorar os sintomas <u>extra-capsulares</u> .	<ul style="list-style-type: none"> Correção de hábitos miofuncionais; Correção de hábitos parafuncionais; Limita o bruxismo leve. 	
				Tratamento diurno.	Aparelho moldável para sintomas da ATM. Uso diurno - permite falar.	Rígido e moldável para melhorar os sintomas <u>intra-capsulares</u> . Arco único inferior .		<ul style="list-style-type: none"> Descompressão da ATM; Pode ser utilizado 24h por dia, se necessário; Proteção para bruxismo.
				Proteção dos dentes e mandíbula do bruxismo noturno.	Elimina efetivamente os danos do bruxismo como uma barreira protetora entre os dentes e reduz a tensão muscular.	Moldáveis e disponíveis em versão flexível ou rígida (dois materiais). Arco único superior .		<ul style="list-style-type: none"> Base para proteger os dentes e maxilares do bruxismo noturno; Retenção máxima presente nas versões flexível e rígida; Descompressão da ATM.
				Tratamento noturno.	Especialmente desenvolvido para respiradores bucais e roncoadores.	Passagens de ar frontais. Modelo Snorer para casos menos severos e Modelo MBV para casos mais severos.		<ul style="list-style-type: none"> Ampliação da via aérea; Avanço da mandíbula.